



## CHOCONUTRA® COM PHOSFATOR®

### Composição

| FASE | ITEM | MATÉRIA-PRIMA         | DESCRIÇÃO                     | QTD g |
|------|------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| A    | 1    | Choconutra® 54% cacau | Base de chocolate nutricional | 10 g  |
| B    | 2    | PhosfaTOR®            | Ganho de massa muscular       | 1,5 g |

### Técnica de preparo:

Cortar o Choconutra® em pequenos pedaços e colocá-lo em um béquer. Levar ao microondas e derreter na potência 5, a cada 30 segundos retirá-lo e homogeneizá-lo. Aguardar o chocolate atingir a temperatura de 28°C medindo a temperatura com o auxílio de um termômetro.

Adicionar a Fase B e homogeneizar. Colocar em formas e levar a geladeira por 10 a 15 minutos. Desenformar e embalar.

### Modo de usar:

Consumir 2 doses longe do treino.

Recomendamos que qualquer aplicação seja amplamente testada para que V.S.a possa concluir sobre o desempenho de nossos produtos antes de utilizá-los comercialmente. A Via Farma coloca-se à disposição para esclarecimentos de possíveis dúvidas.

